

株式会社 フェニックスデント

LABO BURNER
APT[®]L

ロングセラーには^ワ理由^ケがある!!



マルチスパークシステム

着火不良によるストレスがありません



連続燃焼機能付き

ボタンから手を離しても燃焼している燃焼ロックボタン付



LABO BURNER
APT[®]L

サイズ：W245×D108×H84 mm
重 量：約450g（ガスボンベを含まず）
電 源：単3乾電池 1本

アプト・エル(カセットコンロ用ボンベ使用) ¥34,000(税抜)

- カセットコンロ用ボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。
- 従来のブンゼンバーナーとは異なりガス配管が無用なため、使用中・使用後とも取扱いやすく作業台が広く使えます。
- ボタンを押している時だけの燃焼と、ボタンから手を離しても燃焼している連続燃焼の2通りの使用ができます。
- ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
- 火力調節付きで様々な用途に使用できます。
- 当社独自のマルチスパークシステムにより、ワンタッチで確実に着火します。



株式会社 **フェニックスデント**

〒327-0024 栃木県佐野市亀井町2649-3
TEL 0283-25-8755 FAX 0283-25-8756

ガス配管無用!!

LPGガスボンベ使用のためガス配管が無用です。



<https://www.phoenix-dent.co.jp>