

TOUCH BURNER

APT.3

新機能搭載で
ますます使いやすく！



連続燃焼機構付きで作業性UP

APT-3専用ガスボンベ

標準小売価格 ¥1,000 (税抜き)
内容量：220g

- ガス配管を必要としないホースレスタイプ
- 独自のマルチスパークシステムで確実着火
- コンパクトで安全な設計
- ワックスの詰まりにくい燃焼筒形状採用
- ガス残量が目で確認できる
- 火力調節機構で様々な作業に使えます
- 高純度の専用ガスボンベを開発

仕様

- 外形寸法：幅59mm×長さ141mm×高さ67mm
- 重量：約250g
- 電源：単3乾電池 1本 (DC1.5V)
- 標準小売価格：¥27,000 (税抜き)
- 一般医療機器
- 一般的名称：歯科用バーナ
- 販売名：アプト・スリー (APT-3)
- 届出番号：13B3X00054000002
- 業許可番号：13B3X00054

ご使用に際しては、必ず製品添付
の取扱説明書をお読み下さい。

※製品のデザイン・色・仕様・価格は予告無く変更される場合がございます。印刷の都合上実際の商品と色が異なる場合がございます。



株式会社 **フェニックスデント**

〒158-0091 東京都世田谷区中町5-38-3
TEL 03-3702-8573 FAX 03-3702-8501
<http://www.phoenix-dent.co.jp>