

株式会社 フェニックスデント

LABO BURNER
APTL

ロングセラーには^ワ理由^ケがある!!



マルチスパークシステム

着火不良によるストレスがありません



連続燃焼機能付き

ボタンから手を離しても燃焼している燃焼ロックボタン付



LABO BURNER
APTL

サイズ：W245×D108×H84 mm
重 量：約450g (ガスボンベを含まず)
電 源：単3乾電池 1本

アプト・エル (カセットコンロ用ボンベ使用) ¥30,975 (税込)

- カセットコンロ用ボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。(1本で約22時間)
- 従来のブンゼンバーナーとは異なりガス配管が無用なため、使用中・使用後とも取扱いやすく作業台が広く使えます。
- ボタンを押している時だけの燃焼と、ボタンから手を離しても燃焼している連続燃焼の2通りの使用ができます。
- ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
- 火力調節付きで様々な用途に使用できます。
- 当社独自のマルチスパークシステムにより、ワンタッチで確実に着火します。



PHOENIX DENT CO.,LTD.
TEL. 03-3702-8573 FAX. 03-3702-8501
〒158-0091 東京都世田谷区中町5-38-3

ガス配管無用!!

LPGガスボンベ使用のためガス配管が無用です。



<http://www.phoenix-dent.co.jp>